

HLA-READY GENE

HLA Klasse I und II SSP Typisierungskits

HLA-Ready Gene B57 low

NEU!

**Für die Detektion von B*5701,
assoziiert mit Abacavir Hypersensitivität bei der HIV Behandlung**

Art. Nr.	Artikel	Inhalt	Tests
002 062 032	HLA-Ready Gene B57 low 1 Reaktion / Test für die Detektion von: B*5701 /06/08/10/13-16 B*5514, B*5814	4 x 8 grüne PCR Streifen 4 x 8 farblose PCR Streifen 2 Kontroll-DNAs 1 GenLadder 50s	32

- Nur 1 PCR-Reaktion, ideal zum Patienten-Screening auf B*5701
- Flexibel einsetzbare Kontaminationskontrolle
- Flexibles Format durch voraliquotierte und getrocknete PCR Mixe in 8er Streifen
- Eine positive und eine negative Kontroll-DNA
- Inklusive Basenpaarmarker GenLadder 50s

Frequenzdaten der Allele die mit diesem Test detektiert werden:

	www.ncbi.nlm.nih.gov/	/www.allelefrequencies.net
B*5701	am häufigsten in Europa mit durchschn. 3%	
B*5706	nicht aufgeführt	0,4% Azoren (1/12 Studien)
B*5708	nicht aufgeführt	0 % (9 Studien)
B*5710	nicht aufgeführt	nicht aufgeführt
B*5713	nicht aufgeführt	nicht aufgeführt
B*5714	nicht aufgeführt	nicht aufgeführt
B*5715	nicht aufgeführt	nicht aufgeführt
B*5716	nicht aufgeführt	nicht aufgeführt
B*5514	nicht aufgeführt	0 % (5 Studien)
B*5814	nicht aufgeführt	nicht aufgeführt

